

Bezodtahová digestoř Labopur H091 D
cenová kalkulace r. 2019

	název	ks	rozměry šxh/v [mm]	cena/ks bez DPH [Kč]	cena celkem bez DPH [Kč]
1	digestoř Labopur H091 D bez filtru, bez osvětlení, bez pracovní desky vnitřní rozměry (šxh/v): 845 x 700 / 935 otvory pro 2 ruce počet filtrů: 1	1	900x750/1160	64 880,00	64 880,00
2	osvětlení LED LUMI volitelné příslušenství	1		5 380,00	5 380,00
3	uhlíkový filtr kyseliny / organické látky CORG201 VARIANTA	1		8 450,00	8 450,00
	uhlíkový filtr organické látky ORG200 VARIANTA	0		6 200,00	0,00
	uhlíkový filtr formaldehyd FOR200 VARIANTA	0		10 500,00	0,00
	uhlíkový filtr čpavek AMM200 VARIANTA	0		14 380,00	0,00
	držák HEPA filtru SH200 volitelné příslušenství - může být držákem pro předfiltr uhlíkového filtru	0		5 280,00	0,00
	H14 HEPA filtr HEP200 volitelné příslušenství - může být předfiltrem uhlíkového filtru	0		6 680,00	0,00

4	detekční trubičky pro kontrolu nasycenosti filtru 5x korozivní látky + 5x organická rozpouštědla TROA volitelné příslušenství - pro manuální kontrolu nasycenosti kapacity filtru	1		8 590,00	8 590,00
5	UNIVERSÁL 86 - NASAVAČ K TRUBIČKÁM tuzemská alternativa originální ruční pumpy PMAF v ceně 21.762,-Kč volitelné příslušenství - pro detekční trubičky	1		3 780,00	3 780,00
6	spodní skříňka laminová, šedá. ABS šedá, 1x police, stavitelné nožky	1	850x750/28	17 800,00	17 800,00
	pracovní plocha - Postforming, povrch vysotlaký laminát HPL	1	900x750/28		
	laboratorní poplastovaná baterie dvokohoutková	1			
	Výlevka keramická šedá	1	295x147/165		
MEZISOUČET- bez DPH [Kč]					108 880,00
MONTÁŽ včetně instalačního materiálu - bez DPH [Kč]					
Přeprava tuzemská - bez DPH [Kč]		0			0,00
Přeprava mezistátní - digestoř bez DPH [Kč]		1		9 000,00	9 000,00
CELKEM - bez DPH [Kč], bez dopravy					117 880,00



Výlevka keramická 295 x 147 x 165 mm
 Rozměr vnější: 295 x 147 x 165 mm
 Rozměr vnitřní: 250 x 105 x 150 mm
 Montáž: spodní i horní