

**Bezodtahová digestoř Labopur H121 D**  
**cenová kalkulace r. 2019**

	název	ks	rozměry šxh/v [mm]	cena/ks bez DPH [Kč]	cena celkem bez DPH [Kč]
1	<b>digestoř Labopur H121 D</b> <b>bez filtru, bez osvětlení, bez pracovní desky</b> vnitřní rozměry ( šxh/v ): 1145 x 700 / 935 otvory pro 2 ruce počet filtrů: 1	1	1200x750/1160	93 800,00	93 800,00
2	<b>osvětlení LED</b> <b>LUMI</b> <b>volitelné příslušenství</b>	1		5 380,00	5 380,00
3	<b>uhlíkový filtr kyseliny / organické látky</b> <b>CORG201</b> <b>VARIANTA</b>	1		8 450,00	8 450,00
	<b>uhlíkový filtr organické látky</b> <b>ORG200</b> <b>VARIANTA</b>	0		6 200,00	0,00
	<b>uhlíkový filtr formaldehyd</b> <b>FOR200</b> <b>VARIANTA</b>	0		10 500,00	0,00
	<b>uhlíkový filtr čpavek</b> <b>AMM200</b> <b>VARIANTA</b>	0		14 380,00	0,00
	<b>držák HEPA filtru</b> <b>SH200</b> <b>volitelné příslušenství - může být držákem</b> <b>pro předfiltr uhlíkového filtru</b>	0		5 280,00	0,00
	<b>H14 HEPA filtr</b> <b>HEP200</b> <b>volitelné příslušenství - může předfiltrem</b> <b>uhlíkového filtru</b>	0		6 680,00	0,00

4	detekční trubičky pro kontrolu nasycenosti filtru 5x korozivní látky + 5x organická rozpouštědla TROA volitelné příslušenství - pro manuální kontrolu nasycenosti kapacity filtru	1		8 590,00	8 590,00
5	UNIVERSÁL 86 - NASAVAČ K TRUBIČKÁM tuzemská alternativa originální ruční pumpy PMAF v ceně 21.762,-Kč volitelné příslušenství - pro detekční trubičky	1		3 780,00	3 780,00
6	spodní skříňka laminová, šedá. ABS šedá, 1x police, stavitelné nožky	1	1150x750/28	20 000,00	20 000,00
	pracovní plocha - Postforming, povrch vysotlaký laminát HPL	1	1200x750/28		
	laboratorní poplastovaná baterie dvokohoutková	1			
	Výlevka keramická šedá	1	295x147/165		
<b>MEZISOUČET- bez DPH [ Kč ]</b>					<b>140 000,00</b>
MONTÁŽ včetně instalačního materiálu - bez DPH [ Kč ]					
Přeprava tuzemská - bez DPH [ Kč ]		0		0,00	0,00
<b>Přeprava mezistátní - digestoř bez DPH [ Kč ]</b>		1		9 000,00	<b>9 000,00</b>
<b>CELKEM - bez DPH [ Kč ], bez dopravy</b>					<b>149 000,00</b>



Výlevka keramická 295 x 147 x 165 mm  
 Rozměr vnější: 295 x 147 x 165 mm  
 Rozměr vnitřní: 250 x 105 x 150 mm  
 Montáž: spodní i horní