

**Minipuls<sup>®</sup> 3***Peristaltická pumpa bez pulsací***Vysoký výkon a modularita**

- Bez pulsací (10 nerezových válečků)
- Excelentní správnost a reprodukovatelnost průtoku
- Velký rozsah průtoku od 0,3 µl/min až do 220 ml/min
- Výkon čerpání až do 0,5 MPa
- Velmi tichý provoz
- Provozovatelná od 0 do 40°C / do 8% RH

**Spolehlivá a robustní**

- Vysoká chemická odolnost všech použitých materiálů
- Stabilita otáček daná výkonným krokovým motorem
- Vestavěný odtokový systém pro případ prasknutí hadičky
- Dálkové ovládání přes RS232-GSIOC, analogové řízení otáček a řízení digitálními vstupy
- Nastavitelný přítlak pro jemné nastavení průtoku a minimalizaci opotřebení hadiček pro dosažení jejich maximální životnosti
- Kalibrované hadičky se dvěma zářkami pro jednoduchou instalaci na čerpací hlavě
- Velkoprotoková hlava má 5 válečků a používá i hadičky bez zářek do 0,3 MPa
- Velký výběr vhodných hadiček a příslušenství