

Thermo
 SCIENTIFIC

Rovněž také u vícekanálových pipet jsou široké možnosti výběru z modelových řad, od 8kanálových pipet přes 12kanálové, až po 16kanálové. Na všechny tyto pipety vykonáváme servis, preventivně prohlídky a kalibrace. V nabídce je kromě toho široký sortiment standardních špiček, špiček s filtrem a další. Na vybrané typy pipet poskytujeme záruku 5 let.


MULTICHANNEL F1

Multikanálové pipety F1 s antimikrobakteriálním povrchem pipety vytvářejí prostředí, které zabraňuje růstu bakterií, mikrobů a plísní, vylepšená nastavitelná opěrka prstů v rozsahu otočení a 120°C, nový mechanismus nastavení objemu s bezpečnou fixací umožňuje volně otáčení pístu beze změny nastaveného objemu, vysoká přesnost a reprodukovatelnost, velký a lehký čitelný display, vnikající ergonomie, tělo odolné vůči UV, extra hladký chod pístu, citlivý vyhazovač špiček, barevné rozlišení identifikující rozsah pipety, záruka 5 let.


MULTICHANNEL F2

Vysoký komfort, výkon, spolehlivost a reprodukovatelnost, velmi přesný mechanismus nastavení objemu umožňuje plynulé nastavení mikroobjemů v krocích 0,2 µl, nebo 1 µl (v závislosti od modelu), "double action" tlačítko eliminuje náhodné změny objemu po dobu pipetování, super "blow-out" mechanismus na velmi přesné dávkování mikroobjemů, extra hladký chod pístu, pipeta je autoklávovatelná při teplotě 121°C, velký a lehký čitelný display, vynikající ergonomie, tělo odolné vůči UV, extra hladký chod pístu, citlivý vyhazovač špiček, barevné rozlišení identifikující rozsah pipety, záruka 5 let.

MULTICHANNEL NOVUS

Elektronická pipeta, grafický podsvícený display, intuitivní ovládání, rychlý výběr požadované funkce, ideální na plnění mikrotrubiček, nastavitelná opěrka prstu, Li-Ion baterie, integrovaný vyhazovač špiček, možnost vytvoření uživatelských profilů, další funkce jako u jednorázové verze, vícejazyčné menu, ideální pipeta na opakující se aplikace.



v nabídce jsou také startovací balíčky pipet za výhodné ceny

